

IPRO-Software

winIPRO Anamnese

Übersichtlich und benutzerfreundlich

Die winIPRO Anamnesebögen bieten Ihnen umfangreiche Möglichkeiten zur Protokollierung von Untersuchungen in unterschiedlichen Fachbereichen. So können Sie Anamnesebögen aus den Bereichen Brille, Contactlinse und Hörgeräte wählen.

Spezialbögen wie WVAO, IVBV, MKH, Low Vision und Sickenberger ergänzen das IPRO-Repertoire. Wir fertigen Anamnesebögen auch nach Ihren Vorgaben an, nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf (hotline@ipro.de).

Persönliche Daten	
Name:	<i>Dr. Anton Ackermann</i>
Alter:	52
Datum:	21.01.2008
Uhrzeit:	12:39
Mitarbeiter:	Jansen, Jan

Anamnesebogenaufbau:

Im oberen Teil des Anamnesebogens werden die Kundendaten automatisch übernommen.

IPRO-Anamnesebogen	
<input type="checkbox"/> Kopfschmerzen:	
Auftreten:	<input checked="" type="radio"/> K.A. <input type="radio"/> nie <input type="radio"/> selten <input type="radio"/> häufig ca. <input type="text"/> mal pro (bitte auswählen) ca. seit <input type="text"/> /MM.JJJJ
Art:	<input type="checkbox"/> häufig schon morgens <input type="checkbox"/> während des Tages zunehmend <input type="checkbox"/> unregelmäßig <input type="checkbox"/> stechend <input type="checkbox"/> dumpf <input type="checkbox"/> drückend <input type="checkbox"/> ziehend <input type="checkbox"/> Hinterkopf <input type="checkbox"/> um die Augen <input type="checkbox"/> Stirn <input type="checkbox"/> Schläfen <input type="checkbox"/> nicht genau lokalisierbar <input type="checkbox"/> einseitig: (bitte auswählen) <input type="checkbox"/> beidseitig
<input type="checkbox"/> Migräne:	
Auftreten:	<input checked="" type="radio"/> K.A. <input type="radio"/> nie <input type="radio"/> selten <input type="radio"/> häufig ca. <input type="text"/> mal pro (bitte auswählen) ca. seit <input type="text"/> /MM.JJJJ

Der Mittelteil, und somit die eigentliche Anamnese besteht aus Feldern zum Klicken, Auswählen und Eintragen. Der Bogen kann somit schnell und unkompliziert ausgefüllt werden.

Bemerkung:
<div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>

Am Ende des Bogens finden Sie Platz für Bemerkungen und einer Zusammenfassung.

Zusammenfassung:
<div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>



winIPRO Anamnese ist Voraussetzung für den Einsatz der Anamnesebögen.

--

Kostenfreie Anamnesebögen

- IPRO-Anamnesebogen
- IVBV Elternfragebogen
- IVBV Prismen bei Kindern Erstuntersuchung
- IVBV Prismen bei Kindern Folgeuntersuchung
- IVBV Verlaufsprotokoll
- IVBV Verlaufsprotokoll Nachkontrolle
- WVAO Beratungscheckliste
- WVAO Screening
- Rodenstock Sehprofil

Kostenpflichtige Anamnesebögen

- MKH-Refraktionsprotokoll
- Sickenberger-Beurteilung formstabiler CL
- Sickenberger-Beurteilung weicher CL
- Sickenberger vorderer Augenabschnitt
- Low Vision
- Low Vision Nachweisbogen
- Low Vision Nachweisbogen kurz
- Bildschirmarbeitsplatz
- Anpass-Situationen
- Akustik Eingangsanamnese
- Akustik Folgeanamnese
- Akustik zum physiologischen Umfeld



Julia Frank hat im Rahmen ihrer Diplomarbeit an der Hochschule Aalen einen Anamnesebogen für IPRO entwickelt, der die CL-Anpassung unterstützt.




Bei Kauf von zwei kostenpflichtigen Bögen geben wir Ihnen 10 % Rabatt auf den zweiten Bogen.
Bei Kauf von drei Bögen geben wir Ihnen 10 % auf den zweiten und 20 % auf den dritten.

IPRO hat sich stets entschieden zur Optometrie bekannt. Die Entwicklung von Anamnesebögen und die gemeinsam mit Wolfgang Sickenberger entwickelte standardisierte Diagnose des vorderen Augenabschnitts unterstreichen diese Haltung.

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	stark
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4	sehr stark, kritisch

R	L		Bindehaut bulbar (BB)
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	ohne Befund, normal
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	einzelne Injektionen
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2	leicht diffuse Injektionen
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	leicht lokale Injektionen
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4	stark diffuse Injektionen

R	L		Bindehaut tarsal (BT)
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	ohne Befund, normal
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	leicht rötliche Erscheinung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2	einzelne Injektionen, Papillen, Follikel kl. 1mm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	leicht diffuse Injektionen, viele Papillen, Follikel kl. 1mm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4	starke Injektionen, viele Papillen, Follikel gr. 1mm GPC

Vergleichsabbildung	
	
diffuse Injektionen, viele Papillen <1mm	

Der Anamnesebogen „Klassifizierung – Vorderer Augenabschnitt“



Weitere Infos zum Thema Anamnesebögen bekommen Sie bei Ihrem IPRO-Berater und in der winIPRO Online-Hilfe

Service und Support haben ein Gesicht

winIPRO ist persönlich

Nehmen Sie uns beim Wort. Wir freuen uns darauf. Jeder unserer Mitarbeiter ganz persönlich.

Angebote und Informationen:
info@ipro.de
Tel.(07152) 9333-0
Fax (07152) 9333-30

Service-Fragen:
hotline@ipro.de
Tel.(07152) 9333-39
Fax (07152) 9333-30

Zubehör:
verkauf@ipro.de
Tel.(07152) 9333-0
Fax (07152) 9333-40

IPRO GmbH Steinbeisstraße 6 71229 Leonberg

www.ipro.de